



GROUPAGE SANGUIN

Détermination du groupe sanguin du chat en 10 minutes

*Test rapide immunochromatographique conçu pour déterminer
le groupage sanguin chez le chat (A, B ou AB)*



Résultat en
10 minutes



Stockage à
temp. ambiante



Sang
total



Péremptions
longues



Le test immunochromatographique pour la détermination du groupe sanguin chez les chats combine idéalement la forte fiabilité des résultats tests traditionnels RapidVet-H mais avec une plus grande facilité d'utilisation, typique de la technique immunochromatographique.



Le packaging fermé et protégé du test permet de limiter autant que possible le risque de contaminations.

De plus, il permet la délivrance de résultats clairs, précis et très fiables que l'on peut lire visuellement en quelques minutes.


**La détermination du groupe sanguin est très importante lors
des transfusions sanguines car elle évite de graves pathologies
dues aux mélanges de types de sang incompatibles.**

Rapide et facile à utiliser: la migration est activée simplement en diluant l'échantillon et en y ajoutant deux gouttes de diluant.

Procédure de test simple



9 gouttes




Interprétation des résultats



Test positif pour le
Groupe sanguin A



Test positif pour le
Groupe sanguin B



Test positif pour le
Groupe sanguin AB

Référence	Désignation	Condit.
A627250185	Test rapide RapidVet-H IC	1x5

KITVIA SAS

16 chemin Perbost 31800 LABARTHE-INARD, France

KITVIA
www.kitvia.com