


BILAN DIARRHÉE

*Test essentiel pour le dépistage des
diarrhées chez le chat*

*Test immunochromatographique pour la détection qualitative des agents
infectieux potentiellement responsables de diarrhée chez le chat :
Typhus, Coronavirus et Giardia*



Résultat en
10 minutes



Stockage à
temp. ambiante



Faible
échantillon
de selles




Péremptions
longues




- La giardiose est l'une des principales causes de diarrhée chez le chat, due à un protozaire qui infecte l'intestin grêle. Ce pathogène se fixe aux microvillosités épithéliales de l'intestin et se multiplie par division binaire. Les chatons sont particulièrement touchés, notamment lorsqu'ils vivent en groupes (élevages, chatteries, etc.).
- Le FPV (Virus de la Panleucopénie féline, appelé aussi Parvovirus félin ou Typhus du chat) et le FCoV (Coronavirus félin) provoquent également des vomissements et des diarrhées chez les chats infectés.
- Les symptômes consécutifs à infection par le FPV, le FCoV ou le Giardia étant très semblables, il n'est pas facile d'identifier l'agent infectieux responsable de la maladie.
- Le test Bilan diarrhée vous aide à y parvenir : les anticorps de capture utilisés sur chaque bande du test ont été sélectionnés pour identifier l'antigène responsable dans les selles avec un degré de précision élevé.

Procédure de test simple



Interprétation des résultats



Fiabilité des résultats



Pathologie	Méthode de référence	Sensibilité	Spécificité
Typhus	RT-PCR	97%	98,5%
Coronavirus	PCR	95,5%	98,9%
Giardia	Microscopie électronique	100%	100%

Référence	Désignation	Condit.
B7RC1208U	Test rapide Bilan Diarrhée Chat	1x3
B7RC1208	Test rapide Bilan Diarrhée Chat	1x10

KITVIA SAS

16 chemin Perbost 31800 LABARTHE-INARD, France

KITVIA
www.kitvia.com